

LA PREVENCIÓ ÉS EL MILLOR TRACTAMENT

Informació que cal saber:

- No us feu la prova si teniu hemorroides sagnants o la menstruació. Heu d'esperar que hagin transcorregut 3 dies seguits sense pèrdues de sang.
- Eviteu la contaminació de la femta amb l'orina.
- No és necessari que estigueu en dejú ni que seguiu cap dieta abans de fer-vos la prova.
- Prendre medicació no interfereix a l'hora de fer-vos la prova.
- No ingeriu el líquid del tub. Si el líquid entra en contacte amb els ulls, la boca o la pell, esbandiu-los amb aigua abundant i, si és necessari, consulteu el metge.
- Comuniqueu la pèrdua de la prova o qualsevol entrebanc que hagi sorgit en fer-vos-la al vostre Centre d'Atenció Primària.

 **Prevenió
del Càncer
de Còlon i Recte**

PROGRAMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DEL CÀNCER DE CÒLON I RECTE



INSTRUCCIONS PER RECOLLIR LA MOSTRA

Per a qualsevol informació:

Truqueu al telèfon de contacte del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte, el 867 785 (de 10 h a 13 h, de dilluns a divendres, excepte festius). A/e: programacoln@govern.ad




Govern d'Andorra

INSTRUCCIONS PER RECOLLIR LA MOSTRA. Per garantir el bon estat de la mostra, recolliu la femta tan a prop com sigui possible de la data de retorn.

OC-SENSOR μ

1




Extraieu el tub de la bossa.

2




Anoteu el nom i la data de recollida de la mostra a l'etiqueta del tub.

3




Col·loqueu una capa de paper higiènic al vàter i, si podeu, asseieu-vos de cara al vàter.

4




Desenrosqueu el tap verd i extraieu el bastonet.

5




Poseu en contacte la punta del bastonet amb la femta i feu lliscar la punta dibuixant línies horitzontals i verticals.

6



N'hi ha prou amb poca quantitat de mostra

7



Fiqueu el bastonet dins del tub, tapeu-lo bé i agiteu-lo durant uns segons.

8



Guardeu el tub a la bossa i retorneu-lo, al més aviat possible, al vostre Centre d'Atenció Primària. Mentrestant conserveu la mostra un màxim de tres dies a la nevera (no la congeleu).